

2019 年病理科免疫组化室间质评工作染色结果登记表

单位名称:

负责人签字:

日期:

切片编号	染色者	评分医师	IHC 判读结果	IHC 专家判读结果	符合情况

如果是全自动免疫组化染色机，不适用于下表，请另附页说明每个步骤的条件和参数。

免 疫 组 化 质 控 流 程 表	标记	ER						
	联系人信息	联系人姓名	手机号	电子邮箱	通讯地址	邮编		
	抗体情况							
		单/多克隆号	稀释度	稀释缓冲液	孵育时间	温度		
		生产商	产品编号	批号	室温简写为 RT (Room Temperature)			
	室内对照组织组 织固定液, 参比片 酶修复情况	<input type="checkbox"/> 10%中性缓冲福马林 <input type="checkbox"/> 10%普通福马林 <input type="checkbox"/> 90%或无水乙醇 <input type="checkbox"/> B-5 <input type="checkbox"/> 其他		酶修复	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
					酶的类型	浓度	修复时间	温度: °C
				如使用其他固定液, 请写明品名、浓度等				
	热修复	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 热孵育 <input type="checkbox"/> 微波炉 <input type="checkbox"/> 压力锅 <input type="checkbox"/> 蒸锅 <input type="checkbox"/> 其他		热修复缓冲液	<input type="checkbox"/> 枸橼酸缓冲液 pH6 <input type="checkbox"/> EDTA/EGTA pH8 <input type="checkbox"/> tris-EDTA/EGTA pH9 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> N/A			
	热修复详情	升热时间		加热维持时间		最高温度	放置冷却时间	
其他修复				生物素封闭	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
显色系统	<input type="checkbox"/> ABC <input type="checkbox"/> S-P <input type="checkbox"/> EnVision 二步法 <input type="checkbox"/> Polymer conjugate <input type="checkbox"/> 其他		显色系统详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
显色剂	<input type="checkbox"/> DAB <input type="checkbox"/> AEC <input type="checkbox"/> 其他		显色剂详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
染色方式				请填写自动染色机的型号, 如为手工染色, 注明“手工”				

免 疫 组 化 质 控 流 程 表	标记	PR						
	联系人信息	联系人姓名	手机号	电子邮箱	通讯地址	邮编		
	抗体情况							
		单/多克隆号	稀释度	稀释缓冲液	孵育时间	温度		
		生产商	产品编号	批号	室温简写为 RT (Room Temperature)			
	室内对照组织组 织固定液, 参比片 酶修复情况	<input type="checkbox"/> 10%中性缓冲福马林 <input type="checkbox"/> 10%普通福马林 <input type="checkbox"/> 90%或无水乙醇 <input type="checkbox"/> B-5 <input type="checkbox"/> 其他		酶修复	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
					酶的类型	浓度	修复时间	温度: °C
				如使用其他固定液, 请写明品名、浓度等				
	热修复	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 热孵育 <input type="checkbox"/> 微波炉 <input type="checkbox"/> 压力锅 <input type="checkbox"/> 蒸锅 <input type="checkbox"/> 其他		热修复缓冲液	<input type="checkbox"/> 枸橼酸缓冲液 pH6 <input type="checkbox"/> EDTA/EGTA pH8 <input type="checkbox"/> tris-EDTA/EGTA pH9 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> N/A			
	热修复详情	升热时间		加热维持时间		最高温度	放置冷却时间	
其他修复					生物素封闭	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
显色系统	<input type="checkbox"/> ABC <input type="checkbox"/> S-P <input type="checkbox"/> EnVision 二步法 <input type="checkbox"/> Polymer conjugate <input type="checkbox"/> 其他		显色系统详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
显色剂	<input type="checkbox"/> DAB <input type="checkbox"/> AEC <input type="checkbox"/> 其他		显色剂详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
染色方式					请填写自动染色机的型号, 如为手工染色, 注明“手工”			

免疫组化质控流程图	标记	CD20					
	联系人信息	联系人姓名	手机号	电子邮箱	通讯地址	邮编	
	抗体情况						
		单/多克隆号	稀释度	稀释缓冲液	孵育时间	温度	
		生产商	产品编号	批号	室温简写为 RT (Room Temperature)		
	室内对照组织 组织固定液, 参 比片酶修复情 况	<input type="checkbox"/> 10%中性缓冲福马林 <input type="checkbox"/> 10%普通福马林 <input type="checkbox"/> 90%或无水乙醇 <input type="checkbox"/> B-5 <input type="checkbox"/> 其他		酶修复	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
					酶的类型	浓度	修复时间
				如使用其他固定液, 请写明品名、浓度等			
	热修复	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 热孵育 <input type="checkbox"/> 微波炉 <input type="checkbox"/> 压力锅 <input type="checkbox"/> 蒸锅 <input type="checkbox"/> 其他		热修复缓冲液	<input type="checkbox"/> 枸橼酸缓冲液 pH6 <input type="checkbox"/> EDTA/EGTA pH8 <input type="checkbox"/> tris-EDTA/EGTA pH9 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> N/A		
	热修复详情	升温时间		加热维持时间	最高温度	放置冷却时间	
其他修复				生物素封闭	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
显色系统	<input type="checkbox"/> ABC <input type="checkbox"/> S-P <input type="checkbox"/> EnVision 二步法 <input type="checkbox"/> Polymer conjugate <input type="checkbox"/> 其他		显色系统详情	生产商	产品号	孵育时间	温度
显色剂	<input type="checkbox"/> DAB <input type="checkbox"/> AEC <input type="checkbox"/> 其他		显色剂详情	生产商	产品号	孵育时间	温度
染色方式						请填写自动染色机的型号, 如为手工染色, 注明“手工”	

免 疫 组 化 质 控 流 程 表	标记	CD117						
	联系人信息	联系人姓名	手机号	电子邮箱	通讯地址	邮编		
	抗体情况							
		单/多克隆号	稀释度	稀释缓冲液	孵育时间	温度		
		生产商	产品编号	批号	室温简写为 RT (Room Temperature)			
	室内对照组织组 织固定液, 参比片 酶修复情况	<input type="checkbox"/> 10%中性缓冲福马林 <input type="checkbox"/> 10%普通福马林 <input type="checkbox"/> 90%或无水乙醇 <input type="checkbox"/> B-5 <input type="checkbox"/> 其他		酶修复	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
					酶的类型	浓度	修复时间	温度: °C
				如使用其他固定液, 请写明品名、浓度等				
	热修复	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 热孵育 <input type="checkbox"/> 微波炉 <input type="checkbox"/> 压力锅 <input type="checkbox"/> 蒸锅 <input type="checkbox"/> 其他		热修复缓冲液	<input type="checkbox"/> 枸橼酸缓冲液 pH6 <input type="checkbox"/> EDTA/EGTA pH8 <input type="checkbox"/> tris-EDTA/EGTA pH9 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> N/A			
	热修复详情	升热时间		加热维持时间		最高温度	放置冷却时间	
其他修复				生物素封闭		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
显色系统	<input type="checkbox"/> ABC <input type="checkbox"/> S-P <input type="checkbox"/> EnVision 二步法 <input type="checkbox"/> Polymer conjugate <input type="checkbox"/> 其他		显色系统详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
显色剂	<input type="checkbox"/> DAB <input type="checkbox"/> AEC <input type="checkbox"/> 其他		显色剂详情	生产商	产品号	孵育时间	温度	
染色方式				请填写自动染色机的型号, 如为手工染色, 注明“手工”				