

# 安徽省病理科质控中心

## 关于开展 2019 年病理科免疫组化、FISH、特殊染色室间质评工作的通知

各医疗机构：

为积极推动我省病理行业发展，提高病理诊断水平，规避诊断风险，落实《医院评审标准实施细则》、“病理管理与持续改进”的有关要求，安徽省临床病理质量控制中心开展 2019 年全省免疫组化、FISH、特殊染色室间质评活动。现将有关情况通知如下：

### 一、免疫组化、FISH、特殊染色质控时间及注意事项

2019 年 11 月 30 日前，安徽省病理质量控制中心按照各报名单位通讯地址，寄出测试切片，各单位收到测试切片后，按照要求进行染色，并填写免疫组化染色评分表及免疫组化染色关键步骤说明表（见附件 1），FISH 染色评分表及 FISH 检测关键步骤说明表（见附件 2），特殊染色评分表及特殊染色关键步骤说明表（附件 3）。打印纸质版登记表并由科主任确认签字随质控切片一起与 12 月 15 前寄到安徽省临床病理质控中心。

### 注意事项：

1. 所有参加单位均只有一次检测机会。
2. 质控切片经 65℃ 烤箱 60 分钟烘干，参加单位收到切片后，使用实验室内部日常操作流程烤片。



扫描全能王 创建

3. 切片寄回，将由病理质控中心统一编号，不允许粘贴本有单位的标签，否则视为不合格处理。
4. 邮寄切片前，请做好防震包装，切片盒内要有衬料，以固定盒内切片；切片盒外要包裹塑料气泡膜，以便防震。快递包装箱内需用填充材料固定切片盒。
5. FISH图片即刻发送到ahsblzkzx@163.com；FISH染色切片寄出时应避光及防震包装，有条件的单位可以将切片放入冰盒中寄出，以防淬变。
6. 此次质控免费，邮寄费用由参控单位自行负责。

## **二、免疫组化、FISH、特殊染色质控对象**

参加免疫组化、FISH、特殊染色质控活动的对象为开展免疫组化染色、FISH、特殊染色的各医疗机构。

## **三、免疫组化、FISH、特殊染色质控项目**

1. 免疫组化质控包括 ER、PR、CD20、CD117 四个免疫组化指标。
2. FISH 包括乳腺癌 Her2 基因检测一个指标。
3. 特殊染色包括弹力纤维、胶原纤维、网状纤维染色。

## **四、免疫组化、FISH、特殊染色质控流程**

1. 具体通知和活动细则，见附件 1、附件 2、附件 3。
2. 切片寄回后，将组织安徽省内病理专家对各参加质控单位测试片进行集体评审，评审结果通报全省。

## **五、质控有关纪律要求**

请各单位务必认真对待质控工作，免疫组化、FISH、特殊染色



扫描全能王 创建

检测均应由本单位有资质的技术人员自行完成，不得外送。对弄虚作假者一经查实，将上报省卫计委予以通报批评。

联系人：王娜娜（免疫组化）、王岳君（FISH 检测）、章俊生（特殊染色）

电话：王娜娜 13866762251 王岳君 13855113610 章俊生 18056863370

邮寄地址：安徽省合肥市淮海大道 100 号，安徽医科大学第四附属医院病理中心



扫描全能王 创建